



*仅用于实验室，不用于诊断。请随时跟我们索取并使用最新版本的说明书。

A&Direct™ DNA甲基化直接修饰试剂盒

此品非常适合于少量细胞（胚胎和卵母等）与组织（新鲜和冷冻等）的样本，整个实验时间仅需3小时。

目录号：**A-P-1016-40（40次）**

A-P-1016-80（80次）

操作手册

在您收到订购的产品时，请确认操作手册是配套的！

同时，有翻译不妥的地方还请各位老师批评指正！

反馈信箱：tech@aderr.com

2012年10月，第1版，对应英文第2.0706版



艾德科技(北京)有限公司
A&D Technology Corporation



目录表

产品手册.....	3
试剂盒组成.....	3
运输和保存.....	2
配套器材(自备).....	2
说明.....	3
重点提示.....	3
一般特性.....	3
产品简介.....	3
原理/步骤.....	8
用法.....	3
操作手册.....	3
附录.....	10
疑难解答.....	11
订购信息.....	11
推荐产品.....	11
如何下单.....	11
推荐阅读.....	11

试剂盒组成

内容	A-P-1016-40	A-P-1016-80	保存条件
W1 (消化粉)	1 瓶	2 瓶	-20°C
W2 (消化液)	0.1 ml	0.2 ml	4°C
W3 (细胞收集缓冲液)	1 ml	2 ml	常温
W4 (DNA修饰粉) *	4 瓶	8 瓶	常温
W5 (DNA修饰液) *	5 ml	10 ml	常温
W6 (平衡缓冲液) *	0.4 ml	0.8 ml	常温
W7 (DNA结合液)	14 ml	28 ml	常温
W8 (DNA洗脱液)	1 ml	2 ml	常温
F-Spin Column	40	80	常温
F-Collection Tube	40	80	常温
使用手册	1	1	常温

*为了获得产品的最大回收率,在打开瓶盖之前,先解冻、涡旋2分钟并离心至管底。且制备好的W4/W5/W6溶液应立即使用,或在-20°C避光保存一周。

运输和保存

该试剂盒常温条件下运输,在您收到产品后应立即按照操作手册要求进行保存。

注意:在合适的保存情况下,所有的产品组件有效期是6个月,自发货之日算起。

配套器材(自备)

- 带盖的热循环仪
- 台式离心机(转速可达14000rpm)
- 可调移液器和吸头
- 1.5 ml 离心管
- 0.2 ml PCR管
- 15毫升锥形管
- 乙醇(96-100%)

重点提示

使用必读:

DNA甲基化直接修饰试剂盒 专门为DNA甲基化的分析而设计,包括在96孔/384孔板培养的细胞,部分组织样本,显微解剖样本,组织活检和早期胚胎细胞和卵母细胞等样本。在进行修饰之前,这些材料可能并不适合进行DNA的提取。

非常适合使用少量的DNA做甲基化特异性PCR的扩增。

DNA甲基化直接修饰试剂盒 非常适合使用少量的细胞和组织增加DNA的得率,节约时间和减少劳力。

使用甲基化直接修饰试剂盒洗脱的DNA非常适合做Real Time MS-PCR。同样,对于下游的甲基化实验,如:MS-PCR, BSP, 焦磷酸测序,和甲基化微阵列分析等,非常理想。

若您说使用DNA甲基化直接修饰试剂盒,在做MSP时,PCR的循环数应大于45。每次修饰反应起始材料应该是:100-20000个细胞,或1ug-100ug 组织或0.2-2 mm²部分组织。为了得到最为理想的修饰效果,我们建议的样本量分别是:500-5000个细胞,或5-20 ug组织,或0.5-1mm²部分组织。

对照试剂的加入,可确保PCR引物特异性的结合修饰过的DNA和甲基化的DNA。通过提高引物-亚硫酸氢盐 DNA模板间的退火效率来提高了MS-qPCR的灵敏度和特异性,省时高效。对于亚硫酸氢盐 DNA,特异的加入了一对β-actin引物。可以区分修饰后的DNA和未修饰的DNA。

预防措施:

为了降低后续PCR扩增过程中的风险,在构建PCR反应时,我们建议实验人员应带一次性干净的手套和使用带滤芯的吸头。



说明

一般特性

质控:

每批DNA甲基化直接修饰试剂盒的生产,对既定的各个组件的生产把控,确保了稳定的产品质量。保证所有产品的性能描述都符合行业的产品标准。

质量保证:

此品如果没有达到您的实验期望,可以给我们的技术发送邮件到:tech@aderr.com。我们也鼓励您随时与我们联系,如果您有任何意见或新的应用领域及产品性能和技术。

安全:

对于实验人员工作时,实验室应配备安全的外套,一次性手套,和适当的防护眼罩

产品更新:

艾德科技有权更改或修改任何产品,以提高其性能和设计。这个操作指南的信息是可能随时变更,恕不另行通知。因此,此使用指南仅为提供此品用户时配套使用。

使用限制:

DNA甲基化直接修饰试剂盒是为研究用途,不适合诊断或治疗的应用。

知识产权:

DNA甲基化直接修饰试剂盒中使用的原理和方法,我司有产品使用的追索权。

产品简介

在很多的课程中都有涉及到DNA甲基化的知识,众所周知DNA甲基转移酶 [DNA methyltransferases (DNMTs)] 从S-adenosyl-L-methionine传递一个甲基群到第五碳位置的胞嘧啶。异常DNA甲基化主要发现在5' -CPG-3" dinucleotides引起的人内或在第一个外显子的基因,在癌细胞基因转录中是一个重要的研究途径。基因表达、肿瘤发生、其他遗传和表观遗传疾病中,DNA甲基化扮演着极为重要的角色。尤其在癌症方面。因此,在一些基因检测甲基化病变的细胞中可以提供非常有用的信息。


在最近几年,有许多方法来检测DNA甲基化。其中MS-PCR是最常用的。他们中的大多数需要基于亚硫酸氢盐开始前DNA甲基化改性实验如MSP,测序,限制分析,和其他等。基于亚硫酸氢盐的DNA修饰用于区分胞嘧啶和甲基胞嘧啶,在单链DNA亚硫酸氢盐处理时胞嘧啶转换为尿嘧啶,而被甲基化的胞嘧啶是不变的。所有当前方法进行DNA修饰都需要提取DNA作为起始材料,在微量的组织或细胞样本中,导致无法获得足够的可修饰的DNA。尤其是在生物医学研究、高通量生物标志物/药物筛选、病理诊断中使用少量的组织或细胞样本进行研究,是非常普遍的。这些类型的样本可能包括活检组织,显微解剖样本,含细胞的体液,在96孔和384孔板中培养的细胞,和早期胚胎细胞/卵母细胞等等。因此,直接从整个细胞DNA修改或组织中给出一个更好方案变得盛为迫切,这样可以更高效地利用这些类型的样本。这样还可得到更大的产量,因为在亚硫酸氢盐处理之前我们避免了在DNA分离/纯化中所造成的损失。为了解决这个问题,A&Direct™ **DNA甲基化直接修饰试剂盒** 是专门处理在细胞与组织水平直接进行DNA修饰的有效工具。采用这个试剂盒修饰到的DNA可进行下游的相关实验,如:甲基化特异定量PCR即MSP, BSP, 焦磷酸测序分析,甲基化微阵列分析和荧光定量PCR分析等等。操作简便,快捷,灵敏度高,可重复利用。

对于细胞与组织,A&Direct™ **DNA甲基化直接修饰试剂盒** 具有以下特点:


- 快速获得结果:从细胞和组织到修饰好的DNA,流线型的设计仅需3小时。
- 完全将胞嘧啶转化成尿嘧啶:DNA修饰率>99.5%。
- 最少的DNA降解:独特的DNA保护液有效地保护了超过90%的DNA不被降解。
- 方便的混合缓冲液模式使得配置反应体系更加简单。
- 操作简便、结果可靠、统一的分析条件。

原理/步骤

DNA甲基化直接修饰试剂盒 提供了预混好的酶系统，包括了热启动DNA聚合酶，dNTPs，一个MS-PCR增强剂，优化的缓冲液系统和预装的绿色染料。这个预混系统容许为了方便与简便进行设置的。独特的热启动DNA聚合酶的活性是需要95°C下花几分钟来重新激活，这样很容易地通过热循环仪来集成。热启动DNA聚合酶结合优化缓冲液系统保证了定量聚合反应的特异性和灵敏度。绿色染料允许进行DNA检测和分析，无需再使用特异性的探针。



图示：DNA甲基化直接修饰试剂盒的使用步骤



分别使用 DNA 甲基化直接修饰试剂盒（A-P-1016）和一步法 DNA 甲基化修饰试剂盒（A-P-1010）对于 MCF-7 的细胞或从 MCF-7 细胞中提取的 DNA 进行的修饰比较；10ul 修饰好的 DNA 和 2ul 用于 real time PCR。在甲基化和非甲基化中设计一对引物和一个探针进行扩增，可得到 β -actin 的等位基因

用法

操作手册

提示：在放置如下中的柱子到离心管中是，一定要将盖子盖上。

在开始实验前，准备如下要求的溶液（试剂盒不包括），70%乙醇；90%乙醇和 100%乙醇。

1. 将50ul 的W2加入到W1中（A-P-1016-40）或将100ul 的W2加入到W1中（A-P-1016-80）制备W1/W2溶液。涡旋直至溶液澄清。

2. 收集样本：

对于结合力较强的培养细胞：可通过离心收集。将10ul的W3加到重新复苏的细胞中并转移到干净的0.2 ml PCR管中。

对于体液：像脑脊液、ascite、唾液、尿液、可通过离心简单收集细胞。将10ul的W3加到重新复苏的细胞中并转移到干净的0.2 ml PCR管中。

对于活检组织：将10ul的W3加到干净的0.2 ml PCR管中，然后直接收集细胞并加到包含W3的PCR管中。

对于早期胚胎细胞和卵母细胞：将10ul的W3加到干净的0.2 ml PCR管中，然后直接收集细胞并加到包含W3的PCR管中。

对于部分新鲜的组织：将10ul的W3加到干净的0.2 ml PCR管中。从载波片（0.2—2mm²，假如是5μm厚，约有200 - 2000个细胞）上移走您的组织样本并直接收集这些细胞加到包含W3的PCR管中。

对于石蜡包埋的组织 and 固定的组织：根据你自己成功的方法如石蜡去除剂，首先将石蜡去除，或您也可以采用如下的方法来进行：

1) .把载波片放到100%二甲苯中，室温放置5分钟。重复一次新的二甲苯。

2) .把载波片放到100%的乙醇中，95%的乙醇，和70%乙醇各5分钟。风干载波片。

从载波片（0.2—2mm²）上切下您需要的组织并直接将它加到包含10 ul W3的PCR管中。

对于新鲜或冷冻组织的显微解剖样本：将3—5 ul的W3加到干净的0.5 ml 带盖的PCR管中，把收集到的显微解剖组织和细胞（100—1000细胞）放到PCR管中。转移PCR管并将它放置在含10 ul W3的PCR管中。（注意：如果盖子是干的，需添额外添加一个3 - 5μl W3到管中，然后将它回到PCR管）。12000 rpm，离心30秒，将细胞溶液离心到管中。转移包含细胞溶液到一个新的0.2 毫升PCR管。

对于从福尔马林固定、石蜡包埋组织中的显微解剖样本：根据你自己成功的方法如石蜡去除剂，首先将石蜡去除，或您也可以采用如上的方法来进行。将3—5 ul的W3加到干净的0.5 ml 带盖的PCR管中，把收集到的显微解剖组织和细胞（400—1000 细胞）放到PCR管中。转移PCR管并将它放置在含10 ul W3的PCR管中。（注意：如果盖子是干的，需添额外添加一个3 - 5μl W3到管中，然后将它回到PCR管）。12000 rpm，离心30秒，将细胞溶液离心到管中。转移包含细胞溶液到一个新的0.2 毫升PCR管。

3. 加1 ul 的混合液W1/W2溶液到每个包含样本的PCR管中并将管子放置到带盖子的热循环仪上，设置程序65°C持续45分钟。同时，加1 ml的 W5 到1瓶W4中，接下来加入60ul 的W6，制备W4/W5/W6溶液。涡旋直至溶液澄清或饱和（大约是2分钟）。



4. 加110ul的混合液**W4/W5/W6溶液**到每个包含样本的PCR管中。将管子放置到带盖子的热循环仪上并按照如下步骤设置运行程序：

99°C	20分钟
65°C	90分钟
99°C	10分钟

修饰的DNA可以在25 °C中的热循环仪中长达4个小时无任何的损失。

5. 放置柱子到新的2ml的收集管中。加200ul的**W7**到柱子中。转移样本（第4步）到包含**W7**的柱子中，接下来加入100%的异丙醇到柱子中。室温放置2分钟并12000rpm离心20秒。将柱子从收集管中取出，并丢弃废液。重新放回柱子到收集管中。
6. 加200ul的 70% 乙醇到柱子中，12000rpm离心25秒。
7. 加10 ul的**W6**到1ml的90% 乙醇并混合制备**W6/乙醇溶液**。加50 ul的混合的**W6/乙醇溶液**到1ml的90% 乙醇并混合制备**W6/乙醇溶液（DNA清洁溶液）**柱子中。室温放置10分钟，然后12000rpm离心20秒。
8. 加200 ul的 90% 乙醇到柱子中，12000rpm离心20秒。将柱子从收集管中取出，并丢弃废液。重新放回柱子到收集管中。再加200 ul的 90% 乙醇到柱子中，12000rpm离心40秒。
9. 放置柱子到新的1.5ml的离心管中。根据起始样本的量，加入8-18ul的**W8**，直接加到柱基质上。12000rpm离心20秒并洗脱修饰好的DNA。

此时，修饰好的DNA可用于甲基化特异性扩增或储存在 $-20^{\circ}C$ 达2个月。

附录

疑难解答

出现的问题	可能的原因	建议解决方法
修饰的 DNA 较少	细胞/组织裂解不完全	增加在第 3 步中孵育的时间到 60-90 分钟。
	模板包含高 GC 区和二级结构	增加在第 4 步中亚硫酸盐修饰反应的时间（65°C）到 120 分钟。
	热循环仪设置不正确	根据操作手册提供的条件检查热循环仪的设置是否正确。
	亚硫酸盐修饰反应的组件被不正确的混合	确保 W6 是否足够的加入了 90% 的乙醇。
	DNA 澄清不足	确保加入了足够的 W6 到 90% 的乙醇中。
	不正确的储存 W4/W5/W6 溶液 。	确保 W4/W5/W6 溶液 在 -20° C 储存不到 2 周。
洗脱后无或很少的 DNA	贫瘠的起始材料数量（如：FFPE 样品包含 DNA 片段）	检查其实材料的质量是否是好的。
	起始材料太少（如：少于 50 个细胞）	增加起始材料。
	W7 DNA 结合液 没有被加入到样本中	确保 W7 按照第 5 步中描述的加入了。
	操作手册中第 7 步的清洁液没有正确准备	确保加入的 W6 是 90% 的乙醇。
	柱子没有使用 90% 的乙醇清洗	确保清洗液是 90% 的乙醇。
	样本没有完全通过柱基质	增加第 5-9 步的离心时间到 1 分钟。
洗脱后包含未被修饰的和已经修饰的 DNA	使用的细胞/组织的数量超出了建议的范围	按照建议的范围调整细胞/组织起始材料的数量。
	富含高 GC 的模板	增加在第 4 步中亚硫酸盐反应的时间（65°C）到 120 分钟。
很少的 MS-PCR 产品	PCR 组件是不足的	检查所有的 PCR 组件是否已经加入了。



订购信息

货号	品名	规格
A-P-1016-40	A&Direct™ DNA 甲基化直接修饰试剂盒	40 次
A-P-1016-80		80 次

推荐产品

DNA 样本的制备:

货号	品名
A-D1801	全基因组 DNA 极速提取试剂盒 (离心柱)
A-D1901	细胞/组织基因组 DNA 提取试剂盒 (离心柱)
A-D3111	新型极速植物基因组 DNA 提取试剂盒 (离心柱)
A-D6201	酵母基因组 DNA 试剂盒 (离心柱)
A-D7111	石蜡包埋组织基因组 DNA 提取试剂盒 (离心柱)

全基因组DNA甲基化定量试剂盒:

货号	品名
A-P-1026	DNA 甲基化极速修饰试剂盒
A-P-1028	快速 MS-qPCR 试剂盒
A-P-1029	Epiquick qPCR 快速试剂盒
A-P-1034	DNA 甲基化定量检测试剂盒(比色法)
A-P-1035	DNA 甲基化定量检测试剂盒(荧光法)
A-P-1036	DNA 羟甲基化定量检测试剂盒(比色法)
A-P-1037	DNA 羟甲基化定量检测试剂盒(荧光法)

其它产品:

货号	品名
A-R1201	A&D TRIpure 高纯总 RNA 快速提取试剂盒 (离心柱型)
A-R4001	A&D 血液总 RNA 快速提取试剂盒 (液体样本,离心柱型)
A-R3301	A&D 通用植物总 RNA 提取试剂盒 (离心柱型)
A-R5901	A&D血液 (液体样本) microRNA快速提取试剂盒 (柱型)
A-R5311	A&D 石蜡包埋组织 microRNA 快速提取试剂盒 (柱型)



如何下单

1. 电话，传真或邮件订购:

电话：010—52406250； 传真：010—52406250；

邮件：ordering@aderr.com

2. 在线定单订购:

<http://www.aderr.com/cn/main.php?m=1771&t=1474>

推荐阅读

1. “新四大碱基”的确定，对于生物学研究者的几点启示!

<http://www.aderr.com/cn/main.php?m=2566&t=3623&id=21290>

2. 科学家发现新型 DNA-microDNA!

<http://www.aderr.com/cn/main.php?m=1349&t=3606&id=20763>

3. 艾德科技为您提供“一站式”的产品与服务!

<http://www.aderr.com/cn/main.php?m=1349&t=3606&id=20739>



艾德科技（北京）有限公司
A&D Technology Corporation

地 址：北京昌平区中关村生命科学园东 60 米（102206）

电 话：010-52406250

传 真：010-52406250

网 址：www.aderr.com

Email:tech@aderr.com