



*仅用于实验室，不用于诊断。请随时跟我们索取并使用最新版本的说明书。

Ni-NTA His Bind Resin 纯化树脂使用说明书

此品非常适合于满足大多数实验室级别小量纯化His-tag融合蛋白的需求。

目录号: **D-BN-002C (1ml)**
D-BN-005C (5ml)
D-BN-010 (20ml)
D-BN-050 (100ml)

操作手册

在您收到订购的产品时，请确认操作手册是配套的！

同时，有改进的地方还请各位老师批评指正！

反馈信箱: tech@aderr.com

2011年10月，第1版



产品简介

Ni-NTA His • Bind Resin 纯化树脂是偶联了 **IDA** 或者 **NTA** 的交联琼脂糖，性质稳定、重复性好、使用简单、方便。胶粒平均直径 **100** 微米，比表面积大，结合大肠杆菌重组 **His-tag** 融合蛋白的能力大于 **20mg/ml(30kDa)**。可以满足大多数实验室级别小量纯化 **His-tag** 融合蛋白的需求。

树脂种类	结合基团	螯合金属	亲和力（载量）	特异性
Sepharose-IDA	IDA	Ni ²⁺	高（40mg/ml）	低
Sepharose-IDA	IDA	Co ²⁺	中等(30mg/ml)	中等
Sepharose-NTA	NTA	Ni ²⁺	中等(25mg/ml)	中等
Sepharose-NTA	NTA	Co ²⁺	低(20mg/ml)	高

贮藏条件:

20%乙醇保存；常温运输；4℃保存，一年有效。

操作手册:

1. 纯化过程中用到的缓冲液（用户自己设置）:

1.1 破菌缓冲液:

1L 体积

Tris 20mM(6M HCl 调 pH 值到 7.4) 2.42g

NaCl 250mM 14.6g

PMSF 1mM 10mL 100X 储液

100X PMSF 储液（1.74g PMSF 溶解于 100mL 异丙醇），-20℃长期保存，4℃保存数月，禁止室温存放。

1.2 上样缓冲液：同破菌缓冲液，可以不加 **PMSF**

1.3 洗杂缓冲液：在上样缓冲液中添加咪唑至 **20mM**

1.4 洗脱缓冲液：在上样缓冲液中添加咪唑至 **200mM**

注：上述缓冲液为起始缓冲液，目的蛋白质不同，可能需要不同的纯化缓冲液。具体使用可以参考分子克隆等工具书或者文献对缓冲液做修改。也可以根据蛋白质性质对上述缓冲液做修改，例如：目的蛋白质在 **pH7.4** 下不稳定，可以在 **pH7.3-8.3** 的范围内对缓冲液的 **pH** 调整；**200mM** 咪唑未洗脱下目的蛋白质，可以继续提高咪唑浓度；洗杂蛋白时候目的蛋白质也洗脱，洗杂缓冲液中咪唑浓度降低或者不添加；一些情况下，缓冲液在中添加 **5%-10%** 的甘油，**0.1%** 的 **tween**，**0.5M** 的 **NaCl** 会提高蛋白质纯化的效果。

2. 蛋白纯化步骤:

2.1 离心收集 **500ml** 表达目标蛋白的大肠杆菌，冻融或超生破菌于 **20ml** 破菌缓冲液。这一步可以适当加



入 PMSF 作为蛋白酶抑制剂，但是**不能**使用 EDTA。还原剂使用 2mM 2-ME，**避免**使用 DTT，因为 DTT 会造成 Ni/Co 离子还原。

2.2 离心取上清，上样于预先平衡好的纯化柱（10 倍珠体积上样缓冲液平衡），通常自然流速可以很好结合。少数情况下，流速过慢，可以使用硅胶管控制上样速度。

2.3 样品上完以后，使用上样缓冲液洗柱 10 个柱体积，注意将纯化柱侧壁上的残留样品洗干净。

2.4 使用 10-20 倍柱体积洗杂缓冲液将杂蛋白从纯化柱上洗去，如果杂蛋白太多可以加大洗杂体积。

2.5 洗杂结束以后，使用 4-10 倍柱体积洗脱缓冲液将目标蛋白洗脱。通常目标蛋白会在第二个柱体积中开始流出。

2.6 收集完成以后，使用 8M 尿素或者 6M 盐酸胍 5 倍柱体积洗柱，再使用大量蒸馏水洗柱，封闭纯化管上下两端保存在 4℃，不要再 -20℃ 冻结。如果长期不用，加入 5ml 20% 乙醇封闭保存。

处理与再生：

His • Bind Resin 可以多次使用，不需要再生。如果需要使用一根柱子纯化不同目标蛋白，或者长时间使用造成金属离子脱落，柱子堵塞、流速慢，可以按照下述方法进行再生。

- 1 用 0.1M EDTA 洗柱 4 倍柱体积，将金属离子洗脱下来，再用蒸馏水洗柱 10 倍柱体积除去 EDTA 残留。如果柱子堵塞严重，使用 1% Triton X-100/PBS 浸泡过夜。
- 2 使用 0.1M 盐酸洗柱 4 倍柱体积，10 倍柱体积蒸馏水冲洗，再用 0.1M 氢氧化钠洗柱 4 倍柱体积，PBS/TBS 平衡 pH，大量蒸馏水洗柱。这一步需要避免强酸、强碱洗柱时间过长。
- 3 用 4% 氯化镍或者硫酸镍 3 倍柱体积重新螯合 10 分钟，也可以使用 4% 氯化钴或者硫酸钴螯合柱子。
- 4 柱子长时间不用，加入 20% 乙醇，封口后于 4 摄氏度保存，避免干裂或者冻结。

补充说明：

- 1 在未知 Ni-NTA His • Bind Resin 融合蛋白稳定性的情况下，整个纯化过程最好在 4℃ 完成，可以使用蛋白酶抑制剂防止降解，但是 EDTA 应当在纯化完成以后再加入。此外，可以使用非离子去垢剂改善结合，具体使用浓度参考以下：1% Triton X-100，1% Tween-20，0.03% SDS，0.1% NP-40。
- 2 最好不同的融合蛋白使用不同的柱子，没跟 1ml 的 His • Bind Resin 亲和柱一次可以结合大约 20mg His-Tag 融合蛋白，样品较多，可以使用多根柱子。
- 3 上样缓冲液中可以含有 1mM 咪唑减少杂蛋白的结合，部分目标蛋白会在 20mM 咪唑洗杂缓冲液中流出，所以对于新样品，每一步都要留样电泳，摸索纯化条件。
- 4 如果融合蛋白是包涵体形式，那么可以选择变性纯化方法，通常是在缓冲液中加入 8M 尿素以及去垢剂。变性纯化时一定要做好样品处理，不然容易造成柱子堵塞。变性方法得到的蛋白一般没有活力，可以用来制备抗体，但如想测定活力，就需要复性。
- 5 除了常规的咪唑洗脱方法以外，还有 EDTA 洗脱和 pH 梯度洗脱。后两种方法缺点明显，只在特殊情况下使用。
- 6 可以使用在柱酶切的方法得到去除 His-Tag 的目标蛋白。经常使用的酶包括：Thrombin；Enterokinase；TEV protease 等。我们推荐 TEV protease(货号：RPP002)，因为这种酶的特异性较好，是带有 Ni-NTA His • Bind Resin 的重组酶，方便除去。在柱酶切可以提高产物纯度，但是空间位阻可能造成酶切效果不好，按照惯例，多数实验不用切除 Ni-NTA His • Bind Resin。

附录

疑难解答

His • Bind Resin 亲和柱使用简单，但是操作失误，也会遇到问题。常见的问题列在下表中，供参考。

出现的问题	可能的原因	建议解决方法
纯化不到 His-tag 融合蛋白	金属离子脱落，柱子失去颜色或者变色	确证破菌缓冲液中不含有 EDTA、EGTA、柠檬酸、DTT 等螯合剂；重新处理柱子，为了 His-Binding-resin 螯合金属离子。
	融合蛋白是包涵体	降低表达温度（16-22℃），降低 IPTG 诱导浓度（10—100μM），缩短诱导时间（2-5 小时）；做包涵体复性，或者使用变性纯化。
	表达量太低	换载体或者优化密码子序列。
	融合蛋白不结合	测序检查核酸序列，将 tag 从一端移动到另一端，增加接头序列
	纯化的蛋白没有活性	调整破菌条件，超声产生的热量可能使 GST 蛋白变性。
	融合蛋白被蛋白酶降解	在破菌缓冲液中加入蛋白酶抑制剂，缩短纯化时间，降低温度。
融合蛋白不能从柱子上洗脱	加入 0.1% TritonX-100；增加 NaCl 浓度；使用变性纯化。	
洗脱的目标蛋白有大量杂带	融合蛋白被蛋白酶降解	在破菌缓冲液中加入蛋白酶抑制剂，缩短纯化时间，降低温度。
	有些宿主细胞的分子伴侣蛋白会与融合蛋白结合	上样前加入 5mM DTT，或者使用 10mM MgSO ₄ 50mM Tris， 2mM ATP 先反应 20 分钟，让伴侣蛋白去结合。
	超声裂菌过度，目标蛋白被打断	注意超声仪的工作功率以及超声时间，使用显微镜控制裂菌。
	金属离子亲和柱非常容易产生非特异性吸附，特别是在目标蛋白表达量较低时	在上样缓冲液中加入去垢剂，可以有多种选择；加入目标蛋白上样量；减少 bead 使用量；加大盐离子浓度；咪唑梯度洗脱；变性纯化等等。

相关产品：

- 1、其他亲和纯化柱：**GST、ProteinA\G、blue** 柱等；
- 2、去除标签的蛋白酶：推荐 **TEV protease**(货号：**RPP002**)
- 3、标签抗体：**His tag、HA tag、Flag tag、Myc tag、SUMO tag** 等
- 4、**ECL** 显色液



订购信息

货号	产品描述	规格
D-BN-002C	1mL 预装柱（等于 2ml 50%悬液）	1 ml
D-BN-005C	5ml 预装柱（等于 10ml 50%悬液）	5 ml
D-BN-010	20ml (50% 悬液)	20 ml
D-BN-050	100ml (50%悬液)	50 ml
D-BN-X	>500ml	500 ml

推荐产品

DNA 样本的制备:

货号	品名
A-D1801	全基因组 DNA 极速提取试剂盒（离心柱）
A-D1901	细胞/组织基因组 DNA 提取试剂盒（离心柱）
A-D3111	新型极速植物基因组 DNA 提取试剂盒（离心柱）
A-D6201	酵母基因组 DNA 试剂盒（离心柱）
A-D7111	石蜡包埋组织基因组 DNA 提取试剂盒（离心柱）

全基因组DNA甲基化定量试剂盒:

货号	品名
A-P-1026	DNA 甲基化极速修饰试剂盒
A-P-1028	快速 MS-qPCR 试剂盒
A-P-1029	Epiquick qPCR 快速试剂盒
A-P-1034	DNA 甲基化定量检测试剂盒(比色法)
A-P-1035	DNA 甲基化定量检测试剂盒(荧光法)
A-P-1036	DNA 羟甲基化定量检测试剂盒(比色法)
A-P-1037	DNA 羟甲基化定量检测试剂盒(荧光法)

其它产品:

货号	品名
A-R1201	A&D TRIpure 高纯总 RNA 快速提取试剂盒（离心柱型）
A-R4001	A&D 血液总 RNA 快速提取试剂盒（液体样本,离心柱型）
A-R3301	A&D 通用植物总 RNA 提取试剂盒（离心柱型）
A-R5901	A&D血液（液体样本）microRNA快速提取试剂盒（柱型）
A-R5311	A&D 石蜡包埋组织 microRNA 快速提取试剂盒（柱型）



如何下单

1. 电话，传真或邮件订购:

电话: 010-52406250; 传真: 010-52406250;

邮件: ordering@aderr.com

2. 在线定单订购:

<http://www.aderr.com/cn/main.php?m=1771&t=1474>

推荐阅读

1. “新四大碱基”的确定，对于生物学研究者的几点启示!

<http://www.aderr.com/cn/main.php?m=2566&t=3623&id=21290>

2. 科学家发现新型 DNA-microDNA!

<http://www.aderr.com/cn/main.php?m=1349&t=3606&id=20763>

3. 艾德科技为您提供“一站式”的产品与服务!

<http://www.aderr.com/cn/main.php?m=1349&t=3606&id=20739>

4. RNA 甲基化修饰和定量? 惊呆了我和小伙伴们!!! --new

<http://www.aderr.com/cn/main.php?m=1349&t=3606&id=30829>



艾德科技（北京）有限公司
A&D Technology Corporation

地 址: 北京昌平区中关村生命科学园东 60 米 (102206)

电 话: 010-52406250

传 真: 010-52406250

网 址: www.aderr.com

Email: tech@aderr.com