

CYANAGEN
Reagents for Molecular Biology

Cyanagen s.r.l.
Via Stradelli Guelfi, 40/C
40138 Bologna (ITALY)

T +39 051 534063
info@cyanagen.com
www.cyanagen.com

ELISTAR


已获得的质量管理体系认证

ISO 9001:2008 QUALITY CERTIFIED

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



06



www.cyanagen.com

CYANAGEN
Reagents for Molecular Biology

新型

THE RIGHT LIGHT

ELISTAR

ECL底物用于ELISA

06




www.cyanagen.com

技术说明

特点

ELISTAR 提供用于ELISA的HRP ECL显色底物。我们的专业技术，保障我们的产品在您的相关应用中提供完美的信号强度与检测灵敏度。ELISTAR的产品线满足您对于任何ELISA kit的显色底物的要求。


- 在 $\lambda = 425\text{nm}$ 的明亮信号快速发射
- 宽动态范围
- 高信噪比
- 系列产品允许纳克至毫微微克检测范围
- 兼容所有的化学发光成像仪
- 敏感型底物，减少抗体的消耗



ELISTAR底物用于检测HRP浓度范围从10毫微克/毫升下降到78皮克/毫升
成像仪: Westar R (Hi Tech Cyanagen)

product	cat #	Assay Sensitivity	volume	Cat#
ELISTAR SUN	XLSE076,0100	Sensitive	2 x 50 mL	
ELISTAR NOVA 2.0	XLSE077,0100	Very Sensitive	2 x 50 mL	
ELISTAR ETA C 2.0	XLSE078,0100	Super Sensitive	2 x 50 mL	
ELISTAR ETA C ULTRA 2.0	XLSE079,0100	Ultra Sensitive	2 x 50 mL	
ELISTAR SUPERNOVA	XLSE2,0100	Extremely Sensitive	2 x 50 mL	

LINEARITY RANGE OF ELISTAR ECL SUBSTRATES



ELISTAR底物 (Cyanagen) 用于检测HRP连续稀释的浓度范围为10毫微克/毫升下降到78皮克/毫升

成像仪: Westar R (Hi Tech Cyanagen)

欲了解更多染料和细节，请浏览 www.cyanagen.com。




ELISTAR

ELISTAR



艾德科技(北京)有限公司
A&D Technology Corporation

A&D, Lab Good Partners!



地址: 北京市昌平区中关村生命科学园路东60米
电话: 010-52406250/57225208
技术电话: 18911529660 技术QQ: 1951545998

网址: www.aderr.com E-MAIL: tech@aderr.com

