

CYANAGEN

Reagents for Molecular Biology

Cyanagen s.r.l.
Via Stradelli Guelfi, 40/C
40138 Bologna (ITALY)

T +39 051 534063
info@cyanagen.com
www.cyanagen.com

CHROMIS

已获得的质量管理体系认证

ISO 9001:2008 QUALITY CERTIFIED

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



04

www.cyanagen.com

CYANAGEN

Reagents for Molecular Biology

THE RIGHT LIGHT

CHROMIS

荧光标记染料

04

www.cyanagen.com

技术说明

特点


CHROMIS 系列荧光染料用于生物分子的荧光标记，产品涵盖400至800nm波长。

CHROMIS 荧光染料具有完整的性能和活性，可满足各种终端需求。生物偶联后，CHROMIS荧光染料可用于Western Blot，流式检测，免疫荧光检测等分子生物学实验。

- * 即用型
- * 高亮度
- * 高存度
- * 完整的性能和活性
- * 客户可订制, 包括小分子的生物偶联


Cyanagen提供合成定制染料以满足客户的具体要求。

我们的畅销产品




CHROMIS系列的发光光谱


与CHROMIS染料后的偶联应用范例的标准信号 (最小值)




GFR测量 (US2015 / 0328342 A1)



荧光免疫印迹



荧光显微镜



流式细胞仪

欲了解更多染料和细节，请浏览www.cyanagen.com。


CHROMIS	Ex-Max (nm)	Em-Max (nm)	Ext. Coeff. (M ⁻¹ cm ⁻¹)	Quantum yield
CHROMIS 500 N - NHS ESTER	496	506	88.000	1.00
CHROMIS 530 N - NHS ESTER	529	561	54.000	0.7
CHROMIS 550 A - NHS ESTER	553	568	150.000	0.04
CHROMIS 590 A - NHS ESTER	584	598	125.000	0.14
CHROMIS 645 A - NHS ESTER	648	667	250.000	0.15±0.25
CHROMIS 678 A - NHS ESTER	677	703	195.000	0.15±0.25
CHROMIS 770 A - NHS ESTER	772	807	270.000	0.10±0.15
CHROMIS 800 A - NHS ESTER	802	840	250.000	0.10
CHROMIS 830 A - NHS ESTER	826	851	200.000	0.10

CHROMIS



艾德科技（北京）有限公司
A&D Technology Corporation

A&D, Lab Good Partners !



地址：北京市昌平区中关村生命科学园路东60米
电话：010-52406250/57225208
技术电话：18911529660 技术QQ：1951545998

网址：www.aderr.com E-MAIL:tech@aderr.com

CHROMIS

